

CAMA ELÉCTRICA

BED A6

Excediendo las expectativas en la atención del paciente



Los productos líderes del mercado de Paramount Bed, aprovechan nuestros 70 años de experiencia y amplia aportación de los cuidadores, y ahora están disponibles en todo el mundo. Ofrecemos camas con un diseño inteligente, muy funcionales y con características completas que se centran en la seguridad del paciente.

Características del producto

Baja altura de la cama

Con una altura tan baja como 35 cm / 13,8 pulgadas, nuestra cama se encuentra entre los líderes en camas quirúrgicas médicas de baja altura.



Control de infecciones

Utilizamos tecnología antimicrobiana incorporada para la serie A6, junto con la cama ALiUS, que son las primeras camas de hospital del mundo registradas bajo la SIAA * y que cumplen con la norma ISO22196. El agente antimicrobiano se mezcla con la resina de todas las áreas de alto contacto** donde los cuidadores, pacientes y visitantes tocan con mayor frecuencia.

*Sociedad de Crecimiento Sostenible Internacional de Artículos Antimicrobianos

** Barandales que incluyen panel de control, cabecera, piecera y plataforma del colchón.



Especificaciones

Angulación

Elevación de Respaldo (grados)

0 a 70

Elevación de Rodillas (grados)

0 a 25

Trendelenburg / Trendelenburg Inverso (grados)

-15 a 15^{*3}

Dimensión

Longitud Total (cm/pulg)

222/87.4

Dimensión

Ancho Total (cm/pulg)

99/39

Altura Total (cm)

80 a 125.5^{*4}

Altura Total (pulg)

31.7 a 49.4^{*4}

Carga de Trabajo Segura

Carga de Trabajo Segura (kg/lb)

255/562

75.5 a 120.5^{*5}

29.7 a 47.4^{*5}

*3 solamente cama de 4 motores

*4 PA-6438

*5 PA-6338/6238



www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Inbio²⁵
AÑOS