

CAMA ELÉCTRICA

BED A5

Para un ambiente de sanación más seguro



Los pacientes en recuperación requieren un ambiente de cuidado donde puedan hacerlo con tranquilidad. Poniendo especial énfasis en la seguridad, la serie A5 de Paramount Bed está diseñada para mitigar accidentes. Además de la seguridad, las camas también están diseñadas para su facilidad de uso, limpieza y mantenimiento.

Características del producto

Prevención de Caídas

Las características prácticas, como las barandillas laterales que se mueven junto con la sección posterior de la cama, minimizan el riesgo de que los pacientes caigan cuando descansan en una posición plana o vertical. La serie Paramount Bed A5 también tiene una altura de cama baja de 450 mm *1, lo que reduce las lesiones en caso de alguna caída. Para mayor seguridad, se pueden colocar separadores entre el soporte para los pies y la barandilla lateral.

*1 Cuando se utiliza con el colchón CE-025341E de 100 mm



Prevención de Caídas al Levantarse de la Cama

Una altura de cama baja de 350 mm *2 garantiza que los pacientes puedan colocar sus talones firmemente en el piso, mientras que el diseño ergonómico de las barandillas laterales le brinda a los pacientes apoyo adicional al levantarse. Las camas tienen un diseño sin espacios entre el marco de la cama y las barandillas laterales para una máxima estabilidad cuando los pacientes se sientan al lado de la cama y cuando se levantan.

*2 Altura desde el suelo hasta la superficie de la base del colchón.



Seguridad en el Diseño

La serie A5 de Paramount Bed cumple con el estándar IEC 60601-2-52 a través de su construcción robusta y características de seguridad. Para mayor seguridad, las camas adoptan un diseño sin espacios entre sus componentes para reducir las situaciones en las que los pacientes puedan quedar atrapados.

Especificaciones

Angulación

Elevación de Espalda (grados)

0 a 70

Elevación de Rodillas (grados)

0 a 25

Trendelenburg / Trendelenburg Inversa (grados)

-12 a 12 *2

Dimensión

Longitud Total (mm)

2,200 *1

Dimensión

Ancho Total (mm)

990

Altura Base del Colchón (mm)

350 a 700

Carga de Trabajo Segura

Carga de Trabajo Segura (kgf)

230 (2,250N)

*1 Con la extensión de marco: 2,300

*2 CA-54380

Accesorios



Espaciador de Pies CA-A3331E



Soporte para Cilindro de Oxígeno Serie CA



Marco de Tracción PC-5068



3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Inbio²⁵
AÑOS