

Respiradores Mindray SV-300

Respirador multipropósito de turbina.
Rango adulto-infantil, electrónicamente controlado.

Display colorft de alta resolución (1280x800) auch screen de 12.1" inclinable, con capacidad de exhibir hasta 4 formas de onda en diferentes colores-

Fácil de programar con acceso rápido a todos los parámetros y funciones esenciales.

- **Autochequeo al encender el equipo**
- **Alarmas sonoras y luminosas con descripción del problema.**
- **Sensor de flujo esterilizable en autoclave.**
- **Válvulas inspiratoria y espiratoria desmontables**
- **Monitoreo de mecanica pulmonar y bucles.**
- **Terapia de Alto Flujo**

Opcionales

- ATRC (compensación automática del tubo endotraqueal)
- Herramienta P-V.
- Monitorización de Spoz.
- Monitorización de CO2.



MODOS VENTILATORIOS

- VCV (Ventilación asistida/controlada por volumen)
- VCP (Ventilación asistida/controlada por presión.)
- V-SMV|Venla mandataria intermitente sincronizada asistida per volumen
- P-SMV|Venslaich mandataria intermitente sincronizada, asistida por presion
- PSV Ventilación compresión de soporte
- CPAP (Presposta continua en la via aereal)
- Ventilación en APNEA
- APRY (Veslación por liberación de presión en la via areal)
- PRVC Ventilación regulada par presión con control de volament
- .FRVC-SMV.
- AMV Ventilación adaptativa de volumen por minuta