

Bomba de Infusión Volumétrica Medcaptain MP-30

Inteligente y fácil de usar

Funcionamiento táctil innovador, respuesta rápida a diferentes configuraciones. Varios colores de fondo de pantalla disponibles para elegir.

Diseño modular y de conexión rápida

Se pueden combinar desde 3 a 15 bombas de manera opcional para cumplir con las diversas necesidades clínicas.

Fácil visualización

Puerta única del panel de funcionamiento: facilita el funcionamiento y la observación del líquido de la jeringa en el proceso de infusión.

Respaldo de batería

Hasta 6 horas de duración a batería, que permiten continuar con la terapia en caso de corte de energía.

Múltiples modos de infusión

Dispone de seis modos de infusión adaptados para diversos departamentos clínicos y una amplia variedad de medicamentos. Cuenta con velocidad de infusión programable entre 0,1 a 2000 ml/h con una precisión de $\pm 2\%$ (incluyendo jeringa).



• MODOS DE INFUSIÓN

- Modo velocidad.
- Modo tiempo.
- Modo peso.
- Modo trapecios.
- Modo carga de dosis
- Modo secuencia.
- Modo goteo (con sensor de gota).
- Modo Bolus.