

Desfibriladores Mindray Beneheart D1

Ligero, compacto, resistente e intuitivo.

Ofrece todas las funciones DEA estándar y permite mejorar la tasa de éxito de la desfibrilación, al incrementar la potencia de las descargas eléctricas posteriores.

Desfibrilador automático externo portátil y ligero.

Presenta una pantalla de amplia dimensiones color TFT de 7".

Su uso prevista está indicado para la desfibrilación automática (DEA) y guía al usuario durante la reanimación cardiopulmonar (RCP).

El equipo efectúa una prueba automática de los botones, el estado de la batería, el estado de los electrodos, las funciones de carga/descarga y el rendimiento de la medición: prueba de encendido; prueba en tiempo real; prueba de la batería; autocomprobación; y prueba de usuario. Asistencia por voz de RCP e indicaciones por voz para su funcionamiento.

En el modo DEA, el equipo analiza automáticamente el ritmo del ECG del paciente e indica si se detecta o no un ritmo susceptible de descarga.

La desfibrilación se lleva a cabo con los electrodos multifunción que se conectan al equipo mediante un conector en el panel frontal.

Para alimentar el equipo, se suministra una batería desechable que permite realizar más de 300 descargas de 200j con una frecuencia de 3 veces/min o 200 descargas a 360j con la misma frecuencia.

El equipo almacena automáticamente los datos del paciente en una tarjeta de almacenamiento interna.



Opcionales:

- *Maletín para transporte y protección con estructura rígida, compartimientos dedicados para el equipo, parches, batería, etc.
- *Visor para control de funcionamiento.
- *Correa de sujeción
- *Set de primeros auxilios.
- Gabinete metálico con estructura reforzada.
- Puerta vidriada con instrucciones.
- Luz ambiental.
- Alarma sonora y luminosa al abrir el gabinete.
- *Soportes de sujeción del desfibrilador.
- *Cartel indicador de DEA.