

## Desfibriladores Mindray Beneheart D6/D3

Al ofrecer una desfibrilación rápida y confiable, la gama BeneHeart ayuda a los rescatistas a responder con confianza y eficiencia a las emergencias médicas.

Con cinco segundos para impactar, los dispositivos D6 y D3 hacen que cada segundo cuente.

### Cardiodesfibrilador Bifásico.

- Desfibrilación manual:

Modo de desfibrilación asíncrona para cardioversión de fibrilación ventricular. Modo desfibrilación síncrona para fibrilación auricular.

- Monitoreo:

Medición y monitorización de calidad de diagnóstico, que incluye ECG, SpO2, PNI, PI, Capnografía.

- DEA:

En el modo DEA, el desfibrilador analiza el ritmo cardíaco de manera automática e indica si recomienda una descarga.

- Marcapasos:

Beneheart ofrece estimulación no invasiva de modo a demanda o fijo con salida y frecuencia ajustables.



**BENEHEART D3**



**BENEHEART D6**

- **PANTALLA**

D3: TFT Color 7".  
D6: TFT Color 8,4".

- **ONDAS**

D3: 3 canales.  
D6: 4 canales.

- **BATERÍA**

D3: 1 (Li-ion).  
D6: 1-2 (Li-ion).