



Tecnología
para la Salud.

Electrocardiógrafo Biocare iE300

Electrocardiografo digital de 3 canales

Un equipo que permite la adquisición simultánea de **12 derivaciones**, con **filtros digitales completos** y **filtros autoadaptables**.

Presenta la información cómodamente en una pantalla LCD de alta resolución de 5".

Hasta 300 segundos de análisis de ritmo para facilitar la localización de arritmias.

Diagnóstico automático de arritmias cardíacas, basadas en el código de Minnesota.

Posee guía de funcionamiento en pantalla para comprobar el procedimiento de ECG.

Con 3 formatos de informe: informe simple, informe de ritmo medio e informe manual, su capacidad de almacenamiento local masivo de hasta 1500 archivos.

Tiene posibilidad de conectarse a Software de gestión de ECG en PC (opcional)

Batería de litio recargable incorporada para 2 horas de trabajo continuo



Medición de los siguientes parámetros:

- Frecuencia ventricular
- Intervalo PR
- Tiempo Límite QRS
- Intervalo QT/QTc
- Eje P/QRS/T
- Amplitud RV5/SV1 y Amplitud RV5+SV1
- Impresión: en papel termosensible



Rivadavia 370, Rafaela, Santa Fe. ARG
T: 3492 570670
M: info@inbio.com.ar

www.inbio.com.ar

