

AUTOANALIZADOR PARA QUÍMICA CLÍNICA INCCA



Autoanalizador de química clínica para laboratorios de mediano volumen.

Es un sistema abierto y random access. Cuenta con lavador automático de cubetas, con interfaz de software de fácil manejo, con el menor consumo de agua, ideal para comenzar a automatizar su laboratorio.

Este equipo tiene las prestaciones más útiles y necesarias para facilitar y optimizar el trabajo diario. Los resultados son de excelente calidad aportando confianza y seguridad al operador. Unidades de mesada de bajo costo de mantenimiento, con contadores de ciclos de uso de piezas

Descripción

Generales

- Velocidad promedio: 300 tests/hora
- Random access, automático, discreto
- Sistema abierto / cerrado (opcional para distribuidores)

Sistema toma de activos y reactivos

- Dilutor de Alta resolución
- Mínimo Volumen de Muestra: 2 µl / Mezcla sí
- Sensor de nivel conductivo
- Sensores de impacto vertical y horizontal

Bandeja de muestra y reactivos

- Posiciones de reactivos refrigeradas: 60
- Posiciones de muestras: 60
- Carga continua de muestras
- Tubos Primarios
- Refrigeración de reactivos: encendido independiente

Software

- LIS
- Urgencias
- Gráficos de QC

Sistema óptico

- Filtros interferenciales: 340, 380, 405, 450, 505, 546, 578, 600, 650, 700
- Lámpara: krypton halógeno
- Tipo de Mediciones: monocromática y bicromática
- Mínimo Volumen de Lectura: 220 µl
- Lectura de absorbancia directa

Sistema hidráulico

- Dilutor de Alta resolución
- Mínimo Volumen de Muestra: 2 µl
- Mínimo Volumen de Lectura: 220 µl

Tipo de análisis

- Punto Final Blanco de Reactivo
- Punto Final Blanco de Muestra
- Cinético
- Cinético de Tiempo Fijo
- Cut off

Métodos

- Colorimétrico
- Turbidimétrico
- Cinéticos
- Electrodo de Ion selectivo: Opcional

Requerimientos técnicos

- 100/240 VAC | 50/60 Hz

Dimensiones

- Ancho: 80 cm
- Alto: 45 cm
- Profundidad: 65 cm
- Peso: 50 kg

Bandeja de cubetas

- Cantidad de cubetas: 100
- Reutilizables
- Temperatura de trabajo: 37° C (Aro calefactor de aluminio)

Lavador de cubetas

- Automático
- Consumo de Agua: 720 ml/ hora

Opcionales

- Lector de Códigos de Barras para tubos de muestras
- Filtro interferencial extra
- Módulo ISE (Na+, K+, Cl-, Li+)
- Botón descargar folleto
- Botón pedir cotización



www.inbio.com.ar

3492618561

equilab@inbio.com.ar

