

AUTOCLAVE A VAPOR

ISV 5000

La esterilización por vapor de agua es el proceso indicado para:

- Instrumental quirúrgico de acero inoxidable
- Instrumentos de acero al carbono cromados
- Quirúrgico no metálico
- Instrumentos dinámicos (piezas de mano, turbinas)
- Artículos de plástico resistente al calor
- Materiales porosos
- Materiales termolábiles no porosos
- Líquidos en general y material farmacológico
- Instrumentos de acero inoxidable
- Guantes de látex
- Cordones
- Gasas y tejidos

Especificaciones técnicas

- Tipo de Protección frente a descargas eléctricas: Clase I
- Protección contra ingreso de agua: Sin protección, IPX0
- Método de esterilización: No requiere
- Modo de funcionamiento: Continuo
- Tensión de alimentación: 380 V 3 ~ N
- Frecuencia de alimentación: 50 Hz
- Nivel de Ruido operando el equipo: 59 – 78 dB
- Masa Caldera con agua: 93 kg
- Presión de aire comprimido: 400 kPa (4 bar)
- Presión de vapor: 350 kPa (3,5 bar)
- Clasificación según Disposición ANMAT N°2318/02: Clase 2
- Salida RS232 conexión a impresora: Opcional en todos los modelos
- Impresora alfanumérica: Opcional en todos los modelos
- Vacío inicial y secado: Bomba de vacío por anillo líquido
- Filtro bacteriológico: 0.5 µm



www.inbio.com.ar

3492618561

equilab@inbio.com.ar