


BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA MP30



Inteligente y fácil de usar

Funcionamiento táctil innovador, respuesta rápida a diferentes configuraciones. Varios colores de fondo de pantalla disponibles para elegir.

Diseño modular y de conexión rápida

Se pueden combinar desde 3 a 15 bombas de manera opcional para cumplir con las diversas necesidades clínicas.

Fácil visualización

Puerta única del panel de funcionamiento: facilita el funcionamiento y la observación del líquido de la jeringa en el proceso de infusión.

Respaldo de batería

Hasta 6 horas de duración a batería, que permiten continuar con la terapia en caso de corte de energía.

Múltiples modos de infusión

Dispone de 6 modos de infusión adaptados a diversos departamentos clínicos y una amplia variedad de medicamentos. Cuenta con velocidad de infusión programable entre 0.1 a 2000 ml/h con una precisión $\pm 2\%$ (incluyendo jeringa)

Modos de infusión

- Modo velocidad
- Modo tiempo
- Modo peso
- Modo trapecios
- Modo carga de dosis
- Modo secuencia
- Modo goteo (con sensor de gota)
- Modo Bolus



www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Rivadavia 370 - Rafaela, Santa Fe

