

BOMBA DE INFUSION HP-30 NEO





- Ajuste de velocidad desde 0.01 ml/h
- Incremento de flujo 0.01 ml/h
- Compatibilidad con amplia gama de jeringas: 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml y 60ml
- Instalación automática de jeringas - precisión mecánica $\leq 0.5\%$
- Ajuste de la presión de oclusión - de 50mm HG. a 1.125 mm HG

FUNCIONES DESTACADAS

- **TERAPIA RECIENTE:**

Se registran las últimas 20 terapias, pudiendo utilizarse una de ellas para una programación de infusión rápida.

- **VELOCIDAD INFUSIÓN:**

Se pueden modificar en cualquier momento, sin detener la infusión.

- **FUNCIÓN RELÉ:**

La infusión continua entre múltiples bombas garantiza terapias ininterrumpidas para medicamentos sensibles. Permite relevo de un solo y múltiples fármacos.

- **BIBLIOTECA DE DROGAS:**

Se pueden incorporar hasta 5.000 medicamentos.

La bomba de jeringa HP-30 NEO es un sofisticado sistema que se utiliza para administrar pequeñas dosis de drogas utilizando una variedad de tamaños de jeringas en entornos de cuidados agudos.

Es reconocida por su precisión y seguridad de la infusión de medicamentos a pacientes de pediatría y neonatología.



- **ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA**

Fin de infusión, batería baja, OCCL del lado del paciente, inicio de KVO, fin de KVO, fallo de relé, jeringa vacía, error de soporte, ERR de cabezal de accionamiento, fin de espera, infusión cerca del fin, sin batería, sin alimentación CA, alarma recordatoria, jeringa casi vacía, saturación de PCA 1h, PCA4h rebasada, pre OCCL.

- **WIFI / CABLEADO**

Para conectar el sistema central de monitoreo de infusión, llamada de enfermera.

- **CÓDIGO DE BARRAS**

Entrada de información del paciente mediante escaneo de código de barras.

- **INTERFAZ DE DATOS**

Compatible USB 2.0, USB 3.0, Micro USB 2.0, RJ45, WiFi.

- **PROTOCOLO**

HL7



www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Rivadavia 370 - Rafaela, Santa Fe

Inbio²⁵
AÑOS