

BOMBA DE INFUSION HP-30





FÁCIL DE UTILIZAR

Cuenta con una operación en pantalla táctil de 3" que facilita y agiliza el trabajo clínico.

BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS

Posee 60 medicamentos predeterminados con posibilidad de almacenar hasta 5.000 fármacos.

SEGURIDAD AL MÁS ALTO NIVEL

El movimiento de la jeringa se puede supervisar en tiempo real en dos posiciones para una mejor precisión de la infusión.

Además, cuenta con la función anti-bolo, diseñada para reducir el bolo que se puede producir luego de una oclusión.

Compatibilidad con la gama completa de jeringas: 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml y 60ml

MÚLTIPLES MODOS DE INFUSIÓN

Dispone de nueve modos de infusión adaptados para diversos departamentos clínicos y una amplia variedad de medicamentos.


Cuenta con una velocidad de infusión programable entre 0,1 a 2.000 ml/h y VTBI configurable entre 0,1 9.999 ml con una precisión de $\pm 2\%$

RESPALDO DE BATERÍA

Hasta 10 horas de duración a batería, que permiten continuar con la terapia en caso de corte de energía.

MODOS DE INFUSIÓN

- Modo velocidad
- Modo tiempo
- Modo peso
- Modo secuencia
- Modo carga dosis
- Modo TIVA
- Modo micro





www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Rivadavia 370 - Rafaela, Santa Fe

Inbio²⁵
AÑOS