

DETECTOR FETAL

BT200

Detector doppler fetal de bolsillo, diseñado para la detección de la frecuencia cardíaca fetal (FCF) desde las 10-12 semanas de embarazo. Compacto, liviano y de fácil uso, con transductor sumergible apto para partos acuáticos.

Características generales

- Detección de la FCF desde las 10-12 semanas de gestación
- Compacto, liviano y fácil de usar
- Transductor sumergible apto para parto acuático. (Certificación IPX7).
- Jack para conexión auricular.

Especificaciones técnicas

- Rango de medición FCF: 50-240 BPM
- Frecuencia de emisión: 2.0 MHz
- Intensidad máxima: 10 mW/cm²
- Pantalla blanco y negro
- Dimensiones: 75 × 128 × 26 mm
- Peso: 200 g
- 2 pilas AA

www.inbio.com.ar
3492 710250
ventas@inbio.com.ar

