

# DETECTOR FETAL

## BT250

### Características generales

- Pantalla a color para visualización del trazado de la FCF en tiempo real
- Memoria interna para almacenamiento de estudios
- Conectividad a PC mediante cable plug y software BCM200
- Transductor ultrasónico de 2 MHz, sumergible y certificado IPX7
- Funcionamiento con corriente eléctrica o batería interna recargable
- Compacto, liviano y de fácil operación
- Cálculo de edad gestacional y fecha probable de parto mediante software
- Impresión de registros con impresora convencional
- Permite identificación de las pacientes y de los profesionales que realizan el estudio

### Especificaciones técnicas

- Frecuencia ultrasónica: 2 MHz
- Intensidad (3 MHz): <math><10 \text{ mW/cm}^2</math>
- Rango continuo de FCF: 30 ~ 240 bpm
- Precisión de FCF:  $\pm 2\%$
- Sensibilidad: desde las 10-12 semanas de gestación
- Interfaz con PC: mediante cable plug (compatible con software BCM200)
- Dimensiones (unidad principal): 250 mm (L)  $\times$  90 mm (H)  $\times$  118 mm (D)
- Peso (unidad + transductor): 1,5 kg
- Alimentación: 110 / 220 V, 50 Hz

[www.inbio.com.ar](http://www.inbio.com.ar)

3492 710250

[ventas@inbio.com.ar](mailto:ventas@inbio.com.ar)

