

# ESTACIÓN DE INFUSIÓN MS100



## **Sistema de infusión controlado de manera remota**

Reducimos las distancias, cuidamos su salud.

- Apto para bombas de infusión / jeringa de la serie HP de Medcaptain
- Soporte de visualización en tiempo real y monitoreo del estado de infusión de 12 canales en total; max.
- 12 bombas de infusión / jeringa pueden ser controladas por una pantalla táctil de 21.5 pulgadas
- Controlable de forma remota hasta 100m
- Compatible con escaneo de código de barras y función de llamada a la enfermera
- Relé inteligente. Método de infusión patentado rápido a estado estable (QSS)
- Biblioteca de drogas incorporada con sistema de reducción de errores de dosis. Etiqueta colorida del medicamento según la norma ISO 26825

## **Pantalla táctil**


- Pioneros en pantalla táctil de 21.5 pulgadas con capacidad de rta. avanzada
- Atención médica al alcance de su mano, con capacidad de giro de 0° a 90°
- Mayor control, protección más cercana. Se puede controlar de manera remota a distancia

## **Biblioteca de medicamentos, codificación de colores**

Biblioteca de medicamentos con sistema de reducción de error de dosis incorporado e indicador de rango

## **FUNCIÓN DE MONITOREO DEL ESTADO DE INFUSIÓN**

- Dos modos de visualización: horizontal y vertical
- Visualización en tiempo real
- Establecer parámetros de infusión
- Coleccionar informaciones
- Bloqueo de pantalla



[www.inbio.com.ar](http://www.inbio.com.ar)

3492 710250

[ventas@inbio.com.ar](mailto:ventas@inbio.com.ar)

Rivadavia 370 - Rafaela, Santa Fe

