

# FOTOTERAPIA NEONATAL

## XHZ-90L





Iluminación halógena



Temporizador incorporado  
(cronómetro)



Cabezal y altura  
ajustables

- Luz de fototerapia generada por LEDs.
- Cabeza ajustable.
- Compatible con todas las incubadoras.
- Modelos móviles y fijos: modelo fijo compatible con la incubadora de nuestra compañía.
- Ángulo y altura de módulo de la lámpara se puede ajustar.



## Características principales

### Dimensiones

95.5cm x 65.5cm x 20.5cm

### Configuración estándar

- Modelo móvil: Incluye modulo principal, temporizador, interruptor de encendido y panel de protección.
- Soporte móvil: Incluye columna de lámpara, barra de ajuste de altura, botón de bloqueo de posición, base con ruedas.

### Especificaciones de alimentación

AC110V-120W 60Hz

### Máxima potencia de salida

75W

### Fuente de luz

LED 465nm

### La mayor irradiancia total de bilirrubina en la superficie efectiva

- > 3.9mw/cm<sup>2</sup> (XHZ-90L móviles)
- > 3.1mw/cm<sup>2</sup> (XHZ-90L fija)

### Uniformidad de la irradiancia total de bilirrubina:

- > 0.5 (XHZ-90L móviles)
- > 0,4 (XHZ-90L fija)

### Longitud de onda de la luz azul:

420-470nm

### Vida útil de la fuente de luz:

5000 horas

### Ajuste del rango de altura del módulo de fototerapia:

1350mm-1650mm (Sólo para el modelo de móvil)

### Rango de temporizador

0-9999 hrs 59 min



[www.inbio.com.ar](http://www.inbio.com.ar)

3492 710250

[ventas@inbio.com.ar](mailto:ventas@inbio.com.ar)

---

**Inbio**<sup>25</sup>  
AÑOS