

# INCUBADORA DE TRANSPORTE TI2000





**Altura regulable**



**Sistema doble pared**

**37°C**

**Ajustable a temperaturas mayores**

- Modo aire y modo bebé para controlar la temperatura.
- Uso de corriente AC/DC, para trabajar en ambulancias.
- Indicador de fallas.
- Humedad del flujo de aire natural.
- Altura de la incubadora regulable.
- Alarmas audibles y visuales.
- Lámpara de observación.

## Especificaciones técnicas

### Configuración estandar

Unidad (incluye la Cabina, controlador, cuna, batería interna y lámpara de observación), cilindros de oxígeno, sistema de suministro de oxígeno, sensor de temperatura de piel, atril, colchoneta, base móvil con altura ajustable.

Configuración opcional: reemplazo de modo de temperatura a mayor de 37°C

### Especificaciones

- Fuente de alimentación de CA: AC110V-120V/50HZ
- Fuente de alimentación de DC: DC12V/10A o DC24V/6A
- Energía de entrada: 400VA Modos de control: modo aire y bebé controlados por micro-ordenador
- Gama de temperatura de Aire: 25°C - 37°C (modo Override: 37°C - 38°C)
- Gama de temperatura de Bebe: 34°C - 37°C (modo Override: 37°C a 37,5°C)
- Precisión del sensor de temperatura de piel: <0,3°C
- Variabilidad de la temperatura: <1,0°C
- Uniformidad de temperatura: <1,5°C (con el colchón en posición horizontal)
- Ruido dentro de la cabina: <52dB (A) (Medio Ambiente ruidos 42dB)
- Indicadores de alarma: alarma de exceso de temperatura, alarma de desviación de la temperatura, error de sensor, alarma error de motor del ventilador, Alarma por fallo de energía y fallo del sistema.
- Operación en equilibrio de temperatura: >3.5 hrs (en condiciones de temp. estable).
- Una batería adicional puede ser incluida para brindar más de 6 horas de trabajo en condiciones de temperatura estable

### Temperatura ambiente

- Rango de operación: 10°C - 30°C (Ajuste de temperatura debe ser mayor de 3 ° C a la temperatura ambiente)
- Rango de movimiento de aire en ambiente: < 1,0 m / s



[www.inbio.com.ar](http://www.inbio.com.ar)

3492 710250

[ventas@inbio.com.ar](mailto:ventas@inbio.com.ar)

---

**Inbio**<sup>25</sup>  
AÑOS