

MEDCAPTAIN

Inbio<sup>25</sup>  
AÑOS

# VIDEOLARINGOSCOPIO VS10S



## Visión con inteligencia

- Monitoreo de la situación en tiempo real, con un sistema inteligente de la gestión de la energía.
- Botón de toma de fotos/grabación de video y de encendido/apagado
- Indicador de estado de batería en pantalla
- Alimentación a través de batería recargable de hasta 4 horas de autonomía

## Visión para todos


Cuchillas adecuadas para bebés, niños, adultos, pacientes obesos y pacientes difíciles de intubar

## Visión con facilidad

- Pantalla táctil de 3,5", sensible y fácil de usar
- Resolución de 640 x 960 pixels
- Rotación de pantalla: 140° +/- 10 (vertical), 270° +/- 10° (horizontal)

## Accesorios incluidos

- Adaptador de carga AC/DC
- Cable USB
- Estuche portátil 1 pala descartable a elección





[www.inbio.com.ar](http://www.inbio.com.ar)

3492 710250

[ventas@inbio.com.ar](mailto:ventas@inbio.com.ar)

---

**Inbio**<sup>25</sup>  
AÑOS