

Estación de anestesia Mindray WATO EX-30

CARACTERÍSTICAS

La máquina de anestesia WATO EX-30 es apta para la anestesia general en una amplia gama de pacientes de quirófano, desde niños a adultos.

Con un **funcionamiento estable**, un **diseño de seguridad avanzado**, un **rendimiento fiable** y una **interfaz intuitiva**, proporciona a los usuarios clínicos mediciones de monitorización básica en una pantalla LCD de 8.4" en color con hasta 3 formas de onda. Además de los modos de ventilación básicos, VCV Y PCV, también ofrece modos opcionales como SIMV y PS, aplicables a la respiración espontánea de los pacientes.



• FUNCIONES EXTRA

- Varios modos de visualización seleccionables en una pantalla LCD en color.
- Moderno y ergonómico diseño.
- Respirador controlado electrónicamente y de accionamiento neumático. Permite su combinación con hasta 2 vaporizadores.
- En la serie EX-30, el VC mínimo se reduce a 20 ml, con lo que es apto para niños y adultos sin necesidad de cambiar el circuito de respiración.
- Módulo externo para la medición del flujo lateral de EtCO₂ y AG.
- Se adapta a aplicaciones versátiles, especialmente anestésicos de flujo bajo.
- Compatible con monitores de paciente de Mindray con un kit de montaje