



Tecnología para la Salud.

Estación de anestesia Mindray WATO EX-65

Diseño intuitivo para un rendimiento sin esfuerzo.

Más poderosa:

Equipada con la más inteligente tecnología del ventilador, flowmeter electrónicos y capacidades de control mejoradas, la WATO EX-65 permite el control y soporte de distintos modos de ventilación y muchas otras funciones para resolver las necesidades de todos sus pacientes.

Más integrada:

Tiene un diseño que permite ahorrar espacio con más funcionalidad. El módulo multigas tipo Plug-and-Play brinda un completo análisis respiración a respiración de FIO₂, E102, 002, N20 y permite la auto identificación de BIS y de 5 agentes anestésicos

Más fácil de usar:

Con una pantalla completamente táctil a color de 12" (15" opcional), la interfaz del usuario de uso sencillo permite tomar decisiones basadas en la información que ofrecen los datos gráficos y numéricos mostrados con total claridad. La nueva estructura sencilla del menú reduce la interacción requerida para modificar el control y los parámetros, lo que le permite optimizar su flujo de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa de trabajo de gran tamaño y fácil de limpiar.
- Sistema respiratorio calefaccionado integrado.
- Ventilador más inteligente con una completa gama de control y soporte de modos de ventilación, que incluye: VCV, PCV, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-VG, PSV + Apnea (con ajuste de LEI, CPAP/PS).



Opcionales

- Medición de AA: Cálculo de agentes anestésicos le permite al usuario controlar el consumo del agente en tiempo real sin perder de vista su costo.
- Optimizador: Permite un flujo bajo seguro y reduce al mínimo el desperdicio de agentes anestésicos y gases médicos.
- Reclutamiento alveolar.
- Módulos de AG, BIS, CO₂.

Rivadavia 370, Rafaela, Santa Fe. ARG

T: 3492 570670

M: info@inbio.com.ar

www.inbio.com.ar

