

### Monitoreo de Signos Vitales Mindray VS- 900

Simplicidad y facilidad de medición de constantes vitales de los pacientes, tanto adultos, como pediátricos y neonatales.

Apto para ser usado en áreas críticas, con excelente presentación de las mediciones a la vista del profesional Médico.

Posee indicadores de alimentación, carga de la batería, fallo técnico y alarmas y posee baterías de ion Litio.  
Carros de traslado intrahospitalarios opcionales.



#### ESPECIFICACIONES

- Cuenta con un canal de forma de onda de pletismograma.
- 4 horas de autonomía con batería.
- Registrador de matriz térmica integrado (opcional).

#### ALARMAS

- Sonoras y visuales de todos los parámetros de 3 niveles

#### PANTALLA

- LCD con retroiluminación led de 8.4".

#### PESO

- . <25kg

#### DIMENSIONES

- 178 mm x 150 mm x 260mm

#### PUERTO

- Puerto de red RJ45 2 puertos USB y puerto multifunción.

#### ALMACENAMIENTO

- Hasta 5000 mediciones.

#### MONITOREO

- De NIBP, SpO2y temperatura.