

Oxímetro de Pulso Mindray PM-60

Un oxímetro compacto y ligero, capaz de realizar un muestreo y una monitorización determinando las capacidades y el rendimiento en función del modo operativo que se seleccione.

Uso destinado para pacientes adultos, Pediátricos o neonatales, de lectura puntual y continua.

Cuenta con pantalla color con menú para fijación de alarmas.

Permite la identificación de pacientes y la grabación de datos, apagado y espera automático.

Protección durante desfibrilación.

Permite almacenar hasta 60 horas de lecturas en forma continua.

presentando los valores en forma de tabla y curva pletismográfica.



ESPECIFICACIONES

- 96 horas de tendencias máximas

ALARMAS

- Acústicas y visuales en tres niveles.

PANTALLA

- TFT iluminada de 2.4" resolución 320 x 240

PESO

- 300 gramos

DIMENSIONES

- 55mm de ancho y 120mm de alto

PROFUNDIDAD

- 30mm.

ALIMENTACIÓN

- 3 pilas AA, 36 horas de uso continuo y cargador externo con 1 batería-ion recargable con 24 horas de uso continua