

Video Colposcopio EKHOSON V3

Video Colposcopio con visión directa de alta calidad de imagen y cámara de alta resolución
Salida analógica para ver las imágenes en un televisor.

Iluminación LED: luz blanca de larga duración.

Cámara de alta definición y tecnología OSD que permite al profesional ajustar manualmente la imagen de acuerdo a sus necesidades, incluyendo balance de blancos.

Fabricación propia.

Iluminación LED: luz blanca de larga vida útil y ajustable en intensidad.

Cabezal ergonómico inclinado a 45°.

Lentes de microscopía profesionales.

Base rodante para permitir un mejor desplazamiento.



ESPECIFICACIONES:

Salida analógica para ver las imágenes en un televisor o monitor

- Iluminación LED: luz blanca de larga duración
- Cámara de alta definición y tecnología OSD que permite al profesional ajustar manualmente la imagen de acuerdo a sus necesidades, incluyendo balance de blancos
- Visión estereoscópica directa.
- Cabezal ergonómico con oculares inclinados a 45°.
- El cabezal está montado sobre sistema de piñón y cremallera de bronce que otorga mayor precisión y evita desgaste.
- Sólida columna telescópica con altura regulable entre 70 cm y 95 cm con resorte interior que preserva al cabezal de posible golpe por descuido en regulación de altura.
- Lentes idénticas a las utilizadas en microscopía.
- Óptica plana de gran definición que permite conservar el foco en todo el campo visual.
- Ajuste de distancia interpupilar.
- Distancia focal aproximada 28 cm.
- Aumento 13x.
- Ocular giratorio para ajuste de dioptrías.
- Oculares opcionales intercambiables para 8x y 17x
- Filtro verde para exento de rojo para una mejor discriminación de los vasos sanguíneos
- Base con tren rodante de fácil desplazamiento con cinco patas estrella que otorgan mayor estabilidad.
- Cámara de video incorporada con salida analógica.