

Bomba de Infusión Volumétrica Medcaptain HP-60

Inteligente y versátil

Se puede utilizar para procedimientos de transfusión de sangre, soporte nutricional y tratamiento oncológico.

Sistema que evita bolos intravenosos

Reducción significativa de los bolos posteriores a la liberación de la oclusión.

Método innovador de infusión

Garantiza la precisión y la seguridad del proceso.

Múltiples modos de infusión

Dispone de ocho modos de infusión (Modo velocidad, modo tiempo, modo peso, modo secuencia, modo trapecios, modo carga dosis, modo goteo, modo micro)

adaptados para diversos departamentos clínicos y una amplia variedad de medicamentos. Cuenta con una velocidad de infusión programable entre 0,1 a 1200 ml/h y VTBI y VTBI configurable entre 0,1 a 9999 ml.



Facilidad en la operación

Cuenta con una pantalla táctil de 3'' que permite una operación rápida y fluida del equipo. Además, se puede realizar la instalación del equipo de infusión intravenosa en un solo paso, que identifica el estado del tubo de manera automática.

Respaldo de batería

Hasta 10 horas de duración a batería, que permiten continuar con la terapia en caso de corte de energía.

Sistema peristáltico autoadaptable

Configuración automática para cada equipo de infusión intravenosa.