

Analizador de electrolitos 103AP V4

Es la evolución de la línea 103, nuestro best seller de la última década, ahora totalmente rediseñada según la última tecnología mundial pero manteniendo lo que bien sabemos: flexibilidad y accesibilidad para cada tipo de laboratorio.

CARACTERISTICAS:

- Muestra por día: 1 a 10
- Memoria para el resultado de la muestra: 1 (uno) resultado
- Calibración: manual
- Limpieza del puerto de llenado
- Identificación del paciente
- Tiempo de medición para suero: menor a 60°
- Batería interna: opcional
- Pantalla gráfica: pantalla táctil
- Ampliable hasta 5 electrolitos simultáneamente Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺

