

Bomba de infusión volumétrica SYS-6010

Doble CPU y alarma de dos canales: la pantalla de operación y el control del motor son implementados por dos CPU que trabajan de forma independiente para asegurar el control en tiempo real y la fiabilidad de los datos.

Precisión

Mecanismo de puerta automática, que se abre cuando el botón correspondiente se presiona ligeramente.

Doble CPU y alarma de dos canales: La pantalla de operación y el control del motor son implementados por dos CPU que trabajan de forma independiente para asegurar el control en tiempo real y la fiabilidad de los datos.

Fácil de usar

El funcionamiento de la pantalla táctil: permite un uso clínico más rápido y más conveniente.

Posee diversos modos de infusión para variedad de situaciones clínicas.

- Modo velocidad
- Modo tiempo
- Modo peso
- Modo trapecios
- Modo carga de dosis
- Modo secuencia
- Modo goteo (con sensor de gota)
- Modo Bolus

Red de información

Posibilidad de cambiar la velocidad de flujo durante la infusión sin detener la misma.

Conectarse a un sistema CIS o HIS para integrar datos clínicos.

Comunicación por voz: el sistema de voz incorporado constituye el sistema tradicional de llamada de enfermeras/os y permite al personal médico responder a tiempo a un problema de infusión

