

Desfibrilador Externo Automatico BeneHeartC1A

Diseño intuitivo



Encendido al abrir la tapa



Versión semiautomática
o totalmente automática



Hasta 3 idiomas para seleccionar



Electrodos preconectados
para adultos/niños



Modo adulto/infantil



Proceso continuo de apoyo durante el proceso de RCP

ResQNav[™] proporciona navegación de RCP integral para rescatadores de acuerdo con las recomendaciones AHA/ERC más recientes, para ayudarles a realizar la RCP de calidad.

- El modo RCP se puede configurar como 30:2, 15:2 y solo manual.
- Fácil cambio de modo Adulto a Pediátrico.
- Metrónomo de RCP
- Resultados de RCP en tiempo real*
- Los estímulos del proceso de RCP pueden alentar al rescatador igual que lo haría un instructor personal y ayudar a salvar vidas.

