

# BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA MP60



## **Inteligente y versátil**

Se puede utilizar para procedimientos de transfusión de sangre, soporte nutricional y tratamiento oncológico.

## **Sistema que evita bolos intravenosos**

Reducción significativa de los bolos posteriores a la liberación de la oclusión.

## **Método innovador de infusión**

Garantiza la precisión y la seguridad del proceso.

## **Múltiples modos de infusión**

Dispone de ocho modos de infusión (Modo velocidad, modo tiempo, modo peso, modo secuencia, modo trapecios, modo carga dosis, modo goteo, modo micro) adaptados para diversos departamentos clínicos y una amplia variedad de medicamentos. Cuenta con una velocidad de infusión programable entre 0,1 a 1200 ml/h y VTBI y VTBI configurable entre 0,1 a 9999 ml.

## **Facilidad en la operación**

Cuenta con una pantalla táctil de 3" que permite una operación rápida y fluida del equipo. Además, se puede realizar la instalación del equipo de infusión intravenosa en un solo paso, que identifica el estado del tubo de manera automática.

## **Respaldo de batería**

Hasta 10 horas de duración a batería, que permiten continuar con la terapia en caso de corte de energía.

## **Sistema peristáltico autoadaptable**

Configuración automática para cada equipo de infusión intravenosa.



[www.inbio.com.ar](http://www.inbio.com.ar)

3492 710250

[ventas@inbio.com.ar](mailto:ventas@inbio.com.ar)

Rivadavia 370 - Rafaela, Santa Fe

---

**Inbio**<sup>25</sup>  
AÑOS