

### Lámpara Scialitica Theus II

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

"Theus II" tiene un diseño esférico optimizado para quirófanos equipados con flujo laminar, reduciendo las turbulencias y facilitando su limpieza. Sus 48 Led higt power permiten obtener una excelente calidad de luz sin elevar la temperatura en el campo ni en la cabeza del profesional, su intensidad es variable en un rango de 50% y 100% de su capacidad, además esta equipada con 32 Leds verdes teniendo controles independientes para estas tres funciones.

#### Características generales

- Luz fría.
- Fuente de luz: 72 Leds de alto brillo.  
Intensidad: 60000 Lux.
- Vida útil: 25000 hs.
- Temperatura de color: 5500°K
- Campo luminoso: Ø300 mm.
- Luz sin sombras.
- Diámetro del satélite: 516 mm.
- Altura del quirófano: A partir de 2,4 mts.
- Rotación horizontal: 360°/1,5mts.
- Movimiento vertical: 35 cm aprox.
- Alimentación: 110V/220V (sin adaptadores).
- Adecuada para empleo en quirófanos con flujo laminar.
- Presentaciones: Rodante, de pared, de techo simple y doble



La luz verde reduce el cansancio de los ojos en intervenciones endoscópicas y también los reflejos en los monitores TFT. Y el personal de quirófano dispone de una iluminación suficiente del quirófano para poder realizar su trabajo.

