

HOMOGENEIZADOR DE SANGRE

DESCRIPCION:

Homogeneizador para laboratorio preparado para mezclar de manera uniforme soluciones y suspensiones. El Homogeneizador Rotativo Circular de Tubos de Grupo Inbio ha sido diseñado para garantizar un mezclado homogéneo de la sangre en todos los tubos, asegurando la precisión necesaria en los resultados de las pruebas de laboratorio. Este equipo está fabricado con clips flexibles y cuenta con un gabinete en chapa pintada al horno, lo que proporciona una durabilidad y resistencia significativa. La funcionalidad del equipo se ve mejorada con un pulsador que permite al operador colocar y quitar las muestras con facilidad, reduciendo el riesgo de derrames durante el proceso.



ALGUNAS ESPECIFICACIONES:

- Capacidad de tubos: 1-15 tubos de hemograma de 4-5 ml y eppendorf 1-2 ml
- Diámetro del disco: 20 [cm]
- Voltage: AC220V
 - Modo de trabajo: continuo
- Ángulo de inclinación: 28°
- Velocidad de rotación; 15 rpm
- Peso: 2.6 [kg]

