

# HOLTER

## Características de la grabadora

- Display color de gran visibilidad
- Grupo de derivaciones seleccionables:
  - 1) CH1 CH2 CH3
  - 2) DII V1 V5
  - 3) DIII V2 V6
- Mínimo tamaño y peso.
- 3 canales de ECG.
- Registro de 24/48 hs. completo.
- Botón de evento de paciente de fácil uso.
- Tarjeta de memoria SD extraíble para almacenamiento de los datos
- Utiliza una pila AA alcalina para su funcionamiento.
- Sin piezas móviles.

## Incluye

- Un Grabador con pantalla color de estado sólido
- Memoria SD extraíble para almacenamiento de datos
- Estuche y Cinturón ajustable
- 1 Juego de Cables portaelectrodos
- Descarga gratuita e ilimitada del software
- Manual de Uso

[www.inbio.com.ar](http://www.inbio.com.ar)

3492 710250

[ventas@inbio.com.ar](mailto:ventas@inbio.com.ar)

## Características del software

- Análisis simultáneo de arritmias ECG en los tres canales.
- Análisis simultáneo del segmento ST en los tres canales (depresión, elevación y pendiente).
- Gráficos de tendencias en 24/48 hs de frecuencia cardíaca, incidencias ventriculares, incidencias supraventriculares y segmento ST por cada canal.
- Histogramas de R-R, ST y PR por cada canal.
- Análisis de Variabilidad de Frecuencia Cardíaca en el dominio del Tiempo y de la Frecuencia.(\*).
- Análisis de QT y QTC. (\*).
- Tablas de bradicardia, ST y sumario de 24/48 hs.
- Editor de morfología.
- Validación de eventos y reclasificación de todos los eventos.
- Generador de reporte, con vista previa.
- Almacenamiento de las grabaciones del Holter y de los reportes analizados.
- Posibilidad de guardar el informe en formato PDF.
- Análisis de intervalo PR.
- Posibilidad de importar y exportar estudios.

