

SILLÓN ODONTOLÓGICO AUSTRAL A



LA TRANQUILIDAD DE SABER QUE ELEGISTE BIEN.

UNIDAD DENTAL AUSTRAL A - SILLÓN M2 PROGRAMABLE - LÁMPARA DENTAL LED-FSA



¿Por qué elegir Austral?

Austral reúne ergonomía de línea premium, instrumentación completa y la solidez constructiva de Nardi & Herrero en un punto donde la alta calidad y la relación precio-prestaciones se encuentran.

Y cada prestación tiene un impacto directo en tu forma de trabajar:

Programabilidad total

Cuatro posiciones de trabajo memorizables y vuelta a cero. Configurás una vez, trabajás con fluidez siempre.

Ergonomía de jornada completa

Postura natural para vos, posición cómoda para el paciente. Menos desgaste físico, más años de profesión activa.

Capacidad para todo tipo de pacientes

Más de 250 kg de capacidad. Embarazadas, personas de mayor peso, pacientes en silla de ruedas: todos atendidos con la misma seguridad.

Construcción que se nota en el uso diario


Coberturas con acabado brillante natural que no se rayan ni se dañan con impactos. Estructura 100% en acero y fundición de aluminio.

Seguridad sin pensarlo

Antiplastamiento electrónico y parada de emergencia. El sillón cuida mientras vos te concentrás en el procedimiento.

Fabricación nacional

Soporte técnico, repuestos y servicio en tu país, en tu horario y en tu idioma.



Lo que tenés desde el primer día

- Sillón M2 Programable con la misma ergonomía, estructura y seguridad que la versión R.
- Instrumentación precisa: tres salidas neumáticas configurables según tu práctica.
- Jeringa triple y lámpara polimerizadora LED para resolver la gran mayoría de los procedimientos cotidianos sin equipos adicionales. (Lámpara polimerizadora LED opcional).

Lo que ganas con el tiempo

- Un sillón que sigue respondiendo con la misma eficiencia mientras tu cartera de pacientes crece.
- Posibilidad de sumar instrumentación y opcionales para incorporar nuevas prestaciones.
- Un equipo que te va a seguir acompañando muchos años, adaptándose a la evolución de tu práctica.

El ADN Nardi & Herrero presente en nuestras líneas

- Diseñados por odontólogos y para odontólogos.
- Fabricados en Argentina con soporte y servicio técnico cercano.
- Herramientas de trabajo con diseño y ergonomía superior .

COLORES DE TAPIZADOS

TELAS VINÍLICAS



Opcionales

- Lámpara Dental Polaris en reemplazo de Lámpara LED-FSH.
- Jeringa Triple para Asistente.
- Agua Refrigeración Micromotor.
- Brazo soporte del Monitor.
- Tanque para Agua.
- Lámpara Polimerizadora Lucerna LED.
- Micromotor eléctrico en reemplazo de salida neumática para micromotor neumático.
- Chip Blower para Turbina.
- Cavitador Ultrasónico en reemplazo de salida neumática para cavitador neumático.
- Monitor HD wide 20" HDMI.
- Cambiar salida neumática por salida lumínica ISO-C.
- Tapizado Artesanal con Costura.



www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Inbio²⁵
AÑOS