

SILLÓN ODONTOLÓGICO AUSTRAL R



LA VERSIÓN CON TODO A TU ALCANCE.

UNIDAD DENTAL AUSTRAL R - SILLÓN M2 PROGRAMABLE - LÁMPARA DENTAL LED-FSA



¿Por qué elegir Austral?

Austral reúne ergonomía de línea premium, instrumentación completa y la solidez constructiva de Nardi & Herrero en un punto donde la alta calidad y la relación precio-prestaciones se encuentran.

Y cada prestación tiene un impacto directo en tu forma de trabajar:

Programabilidad total

Cuatro posiciones de trabajo memorizables y vuelta a cero. Configurás una vez, trabajás con fluidez siempre.

Ergonomía de jornada completa

Postura natural para vos, posición cómoda para el paciente. Menos desgaste físico, más años de profesión activa.

Capacidad para todo tipo de pacientes

Más de 250 kg de capacidad. Embarazadas, personas de mayor peso, pacientes en silla de ruedas: todos atendidos con la misma seguridad.

Construcción que se nota en el uso diario


Coberturas con acabado brillante natural que no se rayan ni se dañan con impactos. Estructura 100% en acero y fundición de aluminio.

Seguridad sin pensarlo

Antiplastamiento electrónico y parada de emergencia. El sillón cuida mientras vos te concentrás en el procedimiento.

Fabricación nacional

Soporte técnico, repuestos y servicio en tu país, en tu horario y en tu idioma.



Instrumentación completa para no depender de nada externo

- Cinco salidas neumáticas configurables. Turbina, micromotor, cavitador y más, sin hacer malabares. (De base ofrece cuatro salidas, la quinta es opcional)
- Jeringa triple + lámpara polimerizadora LED. Todo el campo operatorio resuelto sin movimientos innecesarios. (Lámpara polimerizadora LED opcional).
- Opcionales que potencian tu práctica: cavitador ultrasónico, micromotor eléctrico, aspirador de sangre. Sumás capacidad sin cambiar de equipo.

Higiene simplificada, bioseguridad garantizada

- Salivadera de cerámica porta vaso, giratoria. Fácil de limpiar, no se mancha, el paciente siempre la ve higiénica.
- Picos llenavaso y lavado extraíbles y autoclavables. Entre pacientes, tu protocolo de bioseguridad se cumple sin atajos.
- Sistema de aspiración silencioso. El sonido no tapa tu voz, el paciente escucha tus indicaciones y no se estresa.

Control total desde dos paneles digitales.

- Cambiás posición, llenás vaso o lavás salivadera: todo desde la membrana digital. Tu asistente cuenta con las mismas funciones desde su propio comando.
- Temporizadores programables. La tranquilidad de que nada queda encendido de más.
- Stop de emergencia. Si algo no sale como esperabas, frenás todo en un instante.

COLORES DE TAPIZADOS

TELAS VINÍLICAS



Opcionales

- Lámpara Dental Polaris en reemplazo de Lámpara LED-FSH.
- Jeringa Triple para Asistente.
- Agua Refrigeración Micromotor.
- Brazo soporte del Monitor.
- Tanque para Agua.
- Lámpara Polimerizadora Lucerna LED.
- Micromotor eléctrico en reemplazo de salida neumática para micromotor neumático.
- Chip Blower para Turbina.
- Cavitador Ultrasónico en reemplazo de salida neumática para cavitador neumático.
- Monitor HD wide 20" HDMI.
- Cambiar salida neumática por salida lumínica ISO-C.
- Tapizado Artesanal con Costura.



www.inbio.com.ar
3492 710250
ventas@inbio.com.ar

Inbio²⁵
AÑOS