

# SILLÓN ODONTOLÓGICO CONTINENTAL R



**LA VERSIÓN MÁS COMPLETA DE LA LÍNEA.**

UNIDAD DENTAL CONTINENTAL R - SILLÓN M1 PROGRAMABLE - LÁMPARA DENTAL LED - FSA

/// LA IMAGEN INCLUYE OPCIONALES



# ¿Por qué elegir Continental?

Por una razón muy simple: porque no es solo un sillón. Es la base sobre la que vas a construir tu carrera profesional. Y porque cada detalle está diseñado para un beneficio concreto en tu día a día:

## Movimientos suaves y potentes

Cuando el actuador sube, no estás pensando en el motor: pensás sólo en tu paciente.

## Capacidad para todo tipo de pacientes

Personas de mayor peso, embarazadas, pacientes con movilidad reducida: todos suben y bajan con seguridad y sin esfuerzo.

## Ergonomía real

Posturas naturales para vos, sensación de descanso para el paciente. Menos tensión cervical, más foco en el procedimiento.

## Materiales nobles y acabados de máxima calidad


Entre paciente y paciente, una limpieza rápida y completa. Menos tiempo desinfectando, más tiempo atendiendo.

## Seguridad integrada

Sistemas antiplastamiento y controles lógicos. Movés el sillón con tranquilidad, incluso en consultas intensivas.

## Fabricación nacional

Si necesitás ayuda la tenés en tu país, en tu horario y en tu idioma.



# Instrumentación lista para lo que hacés todos los días

- Seis salidas dinámicas. Jeringa triple. 2 salidas de turbina. 1 de cavitador, 1 de micromotor y lámpara Lucerna.
- Jeringa triple + lámpara polimerizadora LED. Lavás, secás y polimerizás en el mismo campo operatorio, sin movimientos innecesarios.
- Opcionales pensados en tu práctica: cavitador ultrasónico, micromotor eléctrico, etc. Sumás tecnología sin cambiar de equipo.


## Higiene al nivel que tus pacientes esperan

- Salivadera de cerámica porta vaso, giratoria. Fácil de limpiar, no se mancha, el paciente siempre la ve higiénica.
- Picos llenavaso y lavado extraíbles y autoclavables. Entre pacientes, tu protocolo de bioseguridad se cumple sin atajos.
- Sistema de aspiración silencioso: El sonido no tapa tu voz, el paciente escucha tus indicaciones y no se estresa.

## Control total donde más lo necesitás

- Cambiás posición, llenás vaso o lavás salivadera: todo desde sus dos paneles digitales
- Temporizadores programables. La tranquilidad de que no te vas a olvidar nada encendido.
- Stop de emergencia. Si algo no sale como esperabas, frenás todo en un instante.

## Otras características y prestaciones que marcan la diferencia




Equipado para que quien asiste, realmente asista.

Los comandos del asistente brindan mayor comodidad y flexibilidad durante la consulta. Desde un comando digital, puede ejecutar todas las mismas funciones que el profesional.



Diferentes opciones para el manejo de agua.

Instrumentos y Jeringa/s pueden funcionar con agua corriente filtrada (50 micrones) o con Tanque para Agua (opcional) de 750 cm<sup>3</sup>, translúcido y accesible.



## Tecnología de iluminación superior.

La lámpara POLARIS es lo más exquisito de la industria italiana en materia de iluminación dental. Crea condiciones visuales inmejorables para la práctica profesional. La lámpara LED-FSH garantiza una intensidad lumínica.



## Sillón programable de máxima ergonomía y seguridad.


Estructura 100% construida en acero y fundición de aluminio. 4 posiciones de trabajo programables y vuelta a cero. Parada de emergencia. Sistema antiplastamiento. Acabados anti rayaduras y oxidación.



Jeringas triples con partes críticas en acero inoxidable, regulación de aire y pico giratorio extraíble y autoclavable.



Chip Blower con corte de agua en turbina.



El brazo que soporta a la Mesa de Trabajo tiene articulaciones montadas sobre crapodinas, diseño exclusivo de N&H.



Excepto los desagües, todos los tubos que conducen aire y agua provienen de la fábrica más prestigiosa de USA.

Diseñado por y para odontólogos, fabricado en Argentina y construido para acompañarte muchos años de práctica diaria.

Hace décadas que Nardi & Herrero es líder en la fabricación de equipamiento odontológico en Argentina: sillones, unidades dentales, lámparas, compresores y muebles que hoy están presentes en consultorios, clínicas, hospitales y facultades de odontología en todo el país.

Con cada generación de equipos, N&H ha perfeccionado su diseño, incorporado ergonomía, mejorado la higiene y sumado tecnología sin perder de vista lo esencial: ofrecer herramientas de trabajo confiables para que el profesional pueda concentrarse en sus pacientes.

En más de seis décadas de historia, miles de odontólogos ya hicieron un recorrido completo de carrera sobre sillones N&H. Continental hereda toda esa experiencia y la lleva a tu consultorio.

Si estás eligiendo tu sillón o renovando tu equipo, buscás algo que dure, no una moda. Querés ergonomía y confianza, no sorpresas. Necesitás una marca que responda cuando hace falta.

## COLORES DE TAPIZADOS

### CUERO BOVINO LEGÍTIMO



### TELAS VINÍLICAS



## Opcionales

- Lámpara Dental Polaris en reemplazo de lámpara LED-FSH.
- Jeringa Triple para Asistente.
- Agua Refrigeración Micromotor.
- Brazo soporte del Monitor.
- Tanque para Agua.
- Micromotor eléctrico en reemplazo de salida neumática para micromotor neumático.
- Chip Blower para Turbina.
- Cavitador Ultrasónico en reemplazo de salida neumática para cavitador neumático.
- Monitor HD wide 20" HDMI.
- Cambiar salida neumática por lumínica.
- Tapizado en cuero bovino legítimo.

/// LA IMAGEN INCLUYE OPCIONALES



[www.inbio.com.ar](http://www.inbio.com.ar)

3492 710250

[ventas@inbio.com.ar](mailto:ventas@inbio.com.ar)

---

**Inbio**<sup>25</sup>  
AÑOS