

Mesa de Cirugía Eléctrica Fluoroscópica Modelo MHF

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Especialmente diseñadas para el uso del Equipo Arco en "C". Intensificador de imagen y Cirugía Videolaparoscópica. Radiotraslúcida en un 95% favoreciendo la radioscopía abdominal. La base, construida en acero, se encuentra recubierta con ABS de alto impacto, otorgando gran resistencia y estabilidad.

Posee 2 ruedas traseras de 125 mm de diámetro, de fabricación importada, que permiten un ágil y suave desplazamiento de la Mesa. Dispone de un freno de accionamiento por pedal. El formato de la base brinda un acceso total y ergonómico al campo operatorio, por parte del Cirujano.

ACCIONAMIENTO DE POSICIONES

Una Bomba hidráulica blindada, accionada por medio de un pedal, permite tanto el ascenso como el descenso de la Mesa ND Medical. Los movimientos: Trendelemburg, Trendelemburg Invertido, Lateralidad derecha y Lateralidad izquierda, se efectúan mediante la operación de una manivela.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Arco de Kocher o Narcosis, par de hombreras, par de soportes laterales, par de apoya brazos, par de piñeras de posición universal y juego de 7 (siete) morzas para sostén de los mismos.

VARIETADES MHF

Pie desplazado
Desplazamiento longitudinal
De acero inoxidable



MOVIMIENTOS

Posición Trendelemburg	40°
Trendelemburg inverso	35°
Inclinación derecha/izquierda	25°
Placa de respaldar hacia abajo	40°
Placa de respaldar hacia arriba	60°
Placa de piernas hacia abajo	60°
Módulo de cabeza hacia arriba	33°
Módulo de cabeza hacia abajo	33°
Módulo de cabeza fijo	0°
Flex	225°
Chair	Decúbito supino de 90° Trendelenburg de 30° Placa de piernas de 105°

PRESTACIONES Y DIMENSIONES

Peso máximo del paciente	300 Kg.
Ancho de la imagen	43.5 cm.
Altura mínima	86.5 cm.
Altura máxima	110 cm.
Ancho de la mesa	52 cm.
Ancho con guías laterales	66 cm.
Largo del cabezal	25 cm.
Largo del respaldo	60 cm.
Largo del asiento	45 cm.
Largo de la piñera	73 cm.
Largo total	206 cm.
Largo de la base	87 cm.
Ancho de la base	52 cm.