

mindray

Inbio²⁵
AÑOS

ECÓGRAFO INSTITUCIONAL CONSONA N6



El hormigón resuena

Consona ofrece soluciones nuevas y concretas que le ayudarán a realizar diagnósticos fluidos de manera eficiente para una amplia variedad de pacientes.


No importa si tu rutina se desarrolla en hospitales, clínicas o si estás perfeccionando tus habilidades en aplicaciones de imagenología general, atención médica para la mujer o especialidades cardiovasculares, encontrarás herramientas muy potentes disponibles en esta serie para mantenerte a la vanguardia.

Soluciones de imagen integrales con tecnología ZST +


La plataforma ZST + es una innovación extraordinaria que representa una evolución en la ecografía. Transforma las métricas de ultrasonido, pasando de la formación de haces convencional al procesamiento basado en datos de canal. Supera la limitación tradicional de la compensación entre resolución espacial, resolución temporal y uniformidad tisular, ofreciendo una calidad de imagen excepcional para un número ilimitado de soluciones de imagen con mejoras continuas.




Solución de imágenes generales




iTouch+
Optimización dinámica de imágenes en tiempo real




Calculadora inteligente
Herramienta automática de seguimiento, medición y cálculo




Vejiga inteligente
Medición automática de tres diámetros y cálculo del volumen de la vejiga



HRI inteligente
Cálculo automático del índice HRI para la evaluación de la esteatosis hepática



Alcance HD
Mejorar la resolución en el ROI para una evaluación más sencilla



NTE
Visualización de la rigidez de la región de interés con evaluación cuantitativa de la "capa"

Solución de salud femenina



Cara inteligente
Eliminación automática de oclusiones sobre la cara fetal con un solo clic




Observatorio inteligente
Medición automática de datos biométricos fetales




Flujo de acristalamiento
Mejora de la presentación 3D de flujo fetal


Solución Cardiovascular



AutoEF
Medición automática de la fracción de eyección por fotogramas de diástole/sístole




TDI
Basándose en la teoría Doppler, muestra el movimiento del miocardio



RIMT
Medición de IMT en tiempo real basada en datos de RF

Diseño ergonómico





www.inbio.com.ar
3492 710250
ventas@inbio.com.ar

