

mindray

Inbio²⁵
AÑOS

ECÓGRAFO PORTÁTIL

DP10

Calidad. Rapidez. Flexibilidad.



El ecógrafo que logra combinar un diseño moderno y diagnósticos confiables con un precio económico y accesible. La nueva generación de ecógrafos blanco y negro, incorpora PW Doppler (doppler pulsado) para acceder al flujo en diferentes condiciones clínicas, mejorando la confianza en sus diagnósticos.

Diseño ergonómico con portabilidad extrema

- Monitor LED de 12,1" con función de angulación de 30°.
- Panel de control amigable con retroiluminación, teclado de silicona
- Diseño ligero y compacto que permite que sea fácil de transportar en condiciones extremas.
- Peso: 5,5 Kg

Confianza diagnóstica y aplicaciones clínicas amplias

- PW (Doppler Pulsado) y Auto Trace revelan detalles del flujo sanguíneo para un diagnóstico más completo.
- Tissue Harmonic Imaging (THI) para una resolución de contraste mejorada.
- iClear para Speckle Reduction Imaging, que proporciona contornos claros y nítidos de las lesiones.
- IP (Procesamiento de imagen) para optimización rápida de la imagen.
- 8 TGC asegurando un control de imagen preciso.
- Amplia gama de transductores para obstetricia, ginecología, abdomen, urología, pequeñas partes, ortopedia y pediatría.

Mejora eficiencia al optimizar el flujo de trabajo

- Rápido encendido – hasta 20 segundos.
- iStorage para transferencia instantánea de imágenes e informes a PC.
- Disco duro de 500GB para almacenamiento.
- iTouch para la optimización rápida de la imagen.
- iZoom para zoom instantáneo en pantalla completa.
- 1.5h de escaneo ininterrumpido con batería recargable.
- Botones definidos por usuario para definir operaciones personalizadas.
- Un botón para grabación de imágenes o cine en disco local o USB.
- Dos puertos USB.
- Un puerto VGA.
- Salida de Video.



www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Inbio²⁵
AÑOS