

CAMA BARIÁTRICA COMPELLA



Características

Optimizar el flujo de trabajo

- El motor accionado IntelliDrive XL permite a su equipo transportar con seguridad y eficiencia a los pacientes por todo su centro de atención médica
- La exclusiva tecnología de expansión motorizada del ancho reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para configurar la cama según el tamaño y las necesidades de transporte de su paciente
- Con nuestra función FlexAFoot, la cama se puede reconfigurar rápida y fácilmente para adaptarse a la altura de su paciente, lo que reduce la necesidad de transferencias o reposicionamientos
- El llamado de enfermeras NaviCare, la conectividad inteligente y los tableros digitales de estado proveen vistas en tiempo real de la actividad del personal, el estado de la cama y los protocolos del paciente

Ofrecer una atención más segura para el paciente

- La terapia de rotación lateral continua programable (CLRT, por sus siglas en inglés) admite protocolos que pueden evitar las complicaciones asociadas al ventilador
- El indicador y la alerta del ángulo de la cabecera de la cama proveen un monitoreo atento y el cumplimiento del protocolo
- La salida de la cama de tres modos ayuda a prevenir las caídas del paciente
- La función de silencio mantiene la alarma activada, por lo que el equipo de cuidado no necesitan intervenir con tanta frecuencia
- Las opciones de superficie están diseñadas para ayudar a prevenir y tratar el deterioro de la piel

Aumentar la dignidad del paciente

- El diseño, el color y el estilo de la cama Compella son compatibles con las camas estándares para pacientes de Baxter
- Las barandillas laterales robustas, así como un fácil acceso a los controles y al trapecio, permiten a tus pacientes reposicionarse con confianza, lo que les otorga más independencia

Expansión de ancho motorizada

El ajuste con un botón expande el marco y la superficie de la cama de 40" a 50" y puede reducir el esfuerzo del cuidador en un 100%

Transporte motorizado

IntelliDrive XL puede reducir en un 50% el esfuerzo físico necesario para mover la cama

Manejo pulmonar

La terapia de rotación lateral continua programable (CLRT) ayuda a evitar las complicaciones asociadas al ventilador

Prevención de caídas

- La salida de la cama de 3 modos admite protocolos de prevención de caídas
- La función de silencio mantiene la alerta activada y configurada sin intervenciones repetitivas
- El llamado a enfermería NaviCare Nurse Call y el tablero de estado clínico pueden ayudar a identificar riesgos de caídas

Especificaciones técnicas

Posición de la cama baja/alta: de la plataforma para dormir al piso

18,5" (47 cm) / 26,8" (68 cm)

Ancho total mínimo de la cama (extensores de ancho retraídos)

43" (109 cm)

Longitud total mínima de la cama (sección del pie retraída)

91" (231 cm)

Capacidad de peso del paciente

453,6 kg (1000 lb)



www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Inbio²⁵
AÑOS