

Hill-Rom®

Baxter

Inbio²⁵
AÑOS

CAMILLA TRAUMA STRETCHER

Versatilidad para ayudarte a atender a tu paciente de cuidados intensivos



Características

Seguridad y comodidad

- Ayuda a prevenir lesiones por presión mediante la opción de superficies de redistribución de la presión
- Cuida las manos de tus pacientes con las barandas protegidas
- Proporciona un traslado agradable para el paciente con nuestro sistema de dirección Steering Plus con resorte, que absorbe el impacto de baches y umbrales

Maniobras simples y seguras

- El chasis para casetes de longitud total es compatible con los casetes de rayos X de tamaño estándar
- Maniobra de 360° con el sistema Steering Plus
- Cero brecha de transferencia con las barandillas plegables OneStep
- Báscula con memoria para obtener el peso del paciente de forma inmediata

Durabilidad

- Capacidad de peso de 317,5 kg
- Compatibilidad con la mayoría de las grúas y mesas de cama
- Diseño de cubierta y barandilla sencillo y fácil de limpiar
- Lavable a máquina

Especificaciones técnicas

Límite máximo de peso 317.5 kg (700 lb)

Largo total 210,8 cm (83")

Ancho total (con las barandillas hacia arriba) 81,3 cm (32 pulgadas)

Distancia del suelo a la base 8,9 cm (3,5 pulgadas)



www.inbio.com.ar
3492 710250
ventas@inbio.com.ar

Inbio²⁵
AÑOS