

# CUNA RADIANTE

## HKN93A



## Tres tipos de control de temperatura

Tres modos de control de la temperatura: precalentamiento, control manual y temperatura de la pie

## Ángulo ajustable

El ángulo horizontal de la caja de radiación y el ángulo de inclinación de la cuna son ajustables

## Caja de rayos X

Debajo de la cuna se puede colocar una caja de rayos X, adecuada para una variedad de tamaños de rayos X.

## Sistema de alarmas

Alarma del sistema del nivel del oxígeno en sangre

## Visualización por separado

Visualización por separado en pantalla de la temperatura de ajuste y de la temperatura de la piel

## Panel flexible

Los paneles transparentes que rodean la cuna pueden girarse hacia abajo o desmontarse

## Temporizador de puntuación

Con temporizador de puntuación APGAR

## RS-232

Equipado con interfaz RS-232, con función de comunicación de datos

## Opcional

- Unidad de fototerapia con timer indicador de tiempo de funcionamiento.
- Regulación electrónica de la altura de la superficie de reposos neonatal.



[www.inbio.com.ar](http://www.inbio.com.ar)

3492 710250

[ventas@inbio.com.ar](mailto:ventas@inbio.com.ar)

---

**Inbio**<sup>25</sup>  
AÑOS