

HUMIDIFICADOR SISTEMA AIRVO 2



El Airvo 2 es un sistema de alto flujo humidificado diseñado para tratar a los pacientes en todo el proceso de cuidado.

Demostrado

La terapia de alto flujo Optiflow/Airvo 2 ha demostrado ser eficaz en pacientes:

- con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica,
- para asistencia respiratoria tras la extubación,
- para asistencia respiratoria posoperatoria,
- para pacientes inmunocomprometidos con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica y
- para pacientes con EPOC.

Amplio intervalo de flujo

Un amplio intervalo de flujo (de 2 a 60 L/min) permite llevar a sus pacientes de los entornos de cuidados más agudos (UCI y salas de urgencias) al hogar.

2-60

L/min

Portátil

Un sistema compacto con un generador de flujo integrado implica que no hay necesidad de un compresor de aire ruidoso y pesado para utilizar el Airvo 2 para el transporte. Añada un SAI adecuado y podrá utilizarlo cuando lo desee.

Diversas interfaces

Diversas interfaces diseñadas pensando específicamente en la terapia de alto flujo Optiflow.

Con flujos más altos, la comodidad es esencial: se requiere una interfaz diseñada especialmente para esa función.



Cánula nasal Optiflow
3S



Cánula nasal Optiflow
+



Optiflow Junior 2



Optiflow +
tracheostomy interface

2. Un 93 % menos condensación

Tubo de respiración calentado AirSpiral™ con cables calefactores en espiral doble y sensor de temperatura integrados.

No se requieren sondas de temperatura ni adaptadores externos.

1

1. Oxígeno controlado

Añada y ajuste el oxígeno por separado del flujo.

De 0,21 (aire ambiente) a 1,0.

Aparece en pantalla FiO₂.

2

3



4

4. Portátil

Poste móvil, soportes para botella de oxígeno y kit de transporte diseñado para un SAI.

3. Temperatura ajustable

Las tres opciones de temperatura (37, 34, 31 °C) favorecen la comodidad y la distensibilidad.





www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Inbio²⁵
AÑOS