

# HUMIDIFICADOR SISTEMA AIRVO 3



## Tratamiento ininterrumpido

Una batería integrada facilita 40 minutos de tiempo de transporte, lo que permite la movilización del paciente en todo el hospital.



## Control intuitivo al alcance de la mano.

Pantalla táctil de gran tamaño, brillante y colorida – diseñada para ser nuestra interfaz más intuitiva y fácil de usar hasta la fecha.



## Entrada de oxígeno a alta presión

Permite un control directo y preciso de la fracción inspirada de oxígeno desde la pantalla táctil de Airvo 3. El colector de entrada doble garantiza una transición fluida al oxígeno portátil para la transferencia del paciente.



## Presentación del codo extraíble

Dos opciones para el reprocesamiento de Airvo 3: el tubo de desinfección rojo y un codo extraíble. Para un cambio rápido, basta con sustituir el codo.



## Toma de decisiones basada en datos.

Parámetros respiratorios en tiempo real y 24 horas de datos de tendencias para supervisar el progreso del paciente.

## Rango de flujo, ampliado.

Un rango de flujo ampliado, ahora de 2 a 70 L/min, facilita el tratamiento de pacientes más pequeños y de aquellos que necesitan asistencia respiratoria adicional. Un solo modo para pacientes adultos y pediátricos.





[www.inbio.com.ar](http://www.inbio.com.ar)

3492 710250

[ventas@inbio.com.ar](mailto:ventas@inbio.com.ar)

---

**Inbio**<sup>25</sup>  
AÑOS