

# HUMIDIFICADOR SISTEMA MR810

*La solución sencilla para la oxigenoterapia humidificada*



Suministrar gases con un nivel óptimo de humidificación a paciente en condiciones críticas mantiene la calidad de las secreciones, fomenta el intercambio gaseoso y reduce los riesgos de infecciones.

## Niveles terapéuticos de gas tibio y humidificado

Esta diseñado para usarse como un ventilador doméstico para proporcionar niveles terapéuticos de gas tibio y humidificado a los pacientes.

## Ajuste de temperatura y humedad

Hay tres niveles de temperatura incrementales (bajo, medio y alto), que facilitan el ajuste de la temperatura y la humedad.

- **Gestión de la condensación:** un sensor controla la temperatura ambiente para permitir que el humidificador gestione la condensación junto con el circuito respiratorio calentado.
- **Sin sondas de temperatura adicionales:** el sensor de temperatura ambiente está integrado en el sistema, mientras que el adaptador de cable calefactor viene conectado permanentemente a la unidad.



## Humidificación térmica para pacientes con VNI atendidos en el hogar

- Aumenta la comodidad y la tolerancia a la terapia de ventilación no invasiva.
- Ayuda a los mecanismos naturales de defensa en las vías respiratorias.
- Ayuda al manejo de secreciones para promover un intercambio de gases y una ventilación eficientes

# Adicionales

## Cámara de humidificación de llenado automático MR290

- Adecuada para todos los humidificadores de la serie MR
- Se vuelve a llenar automáticamente
- El doble mecanismo de flotación aumenta la seguridad para evitar que la cámara se llene demasiado
- Un volumen comprimible constante permite un suministro constante de la curva de presión recomendada



## Circuitos respiratorios de la serie RT

- La tecnología de cable en espiral mejora el control de la condensación en diversos entornos.
- Cumplimiento uniforme y baja resistencia.
- El cierre de la sonda ha sido diseñado para garantizar su orientación correcta de la sonda para ofrece información de manera efectiva.
- El circuito viene premontado.
- Ligero y flexible



## FreeMotion™ RT041

Las máscaras para ventilación no invasiva (VNI) desechables FreeMotion de F&P ofrecen diversas características para mejorar la comodidad y tolerancia del paciente durante las terapias de VNI.

- La cinta deslizante FreeMotion ofrece libertad de movimiento con una cinta de liberación rápida.
- El sello Flexifit está diseñado para disminuir la presión en el puente nasal, con el fin de ajustarse cómodamente con una vaina suave y flexible.
- Los puertos integrados están diseñados para facilitar el monitoreo de presión u ofrecer oxígeno adicional, según sea necesario.
- El perfil de la máscara está diseñado para reducir el espacio muerto, mientras mejora el lavado y reduce así, la inhalación de Co<sub>2</sub>.



## Soporte del humidificador

Soporte portátil para el humidificador, incluida una pinza para postes





[www.inbio.com.ar](http://www.inbio.com.ar)  
3492 710250  
[ventas@inbio.com.ar](mailto:ventas@inbio.com.ar)

