

# MONITOR FETAL BT220

## Características generales

- Visualización numérica y gráfica (trazado) de la FCF en pantalla LCD color
- Estimulador sonoro integrado para despertar al bebé
- Función de cálculo automático del índice de masa corporal de la madre
- Conexión a software de PC (cable no incluido)
- Transductor sumergible y desconectable apto para parto acuático (IPX7)
- Compacto, liviano y fácil de usar
- Sonido de alta calidad y alarma para estímulo fetal
- Conexión para auriculares (no incluidos)
- Indicador de batería baja y apagado automático

## Especificaciones técnicas

- Rango de FCF: 50–240 bpm
- Frecuencia ultrasónica: 2 MHz
- Pantalla LCD color: 2,4"
- Dimensiones: 132 × 66 × 27 mm
- Peso: 200 g
- Alimentación: 2 pilas AA

[www.inbio.com.ar](http://www.inbio.com.ar)

3492 710250

[ventas@inbio.com.ar](mailto:ventas@inbio.com.ar)

