

MONITOR FETAL

BT350 LCD



Características generales

- Pantalla color LCD de 7"
- Monitoreo fetal simple y gemelar
- Interfaz intuitiva y fácil de usar
- Zoom de parámetros en pantalla
- Memoria interna de hasta 450 horas de registros
- Sistema de alarmas configurable (taquicardia / bradicardia)
- Alarmas por desconexión de transductores o fallas de impresión
- Conexión RS-232 (Bluetooth opcional) para central de monitoreo
- Impresora térmica incorporada
- Diseño compacto y auto portable

Opcionales

- Batería interna
- Estimulador sonoro
- Transductor adicional (embarazo gemelar)
- Mesa rodante
- Pack de papel
- Aplicaciones
- Control prenatal
- Monitoreo intraparto
- Embarazos simples y gemelares
- Clínicas, consultorios y maternidades

Monitoreo fetal

- Frecuencia cardíaca fetal (FCF):
- Rango: 30 a 240 bpm
- Método: autocorrelación
- Transductor de ultrasonido con 9 cristales piezoeléctricos
- Frecuencia de emisión: 1.0 MHz
- Intensidad máxima: 10 mW/cm²
- Transductores sumergibles (aptos para parto acuático)

Actividad uterina

- Transductor TOCO plano
- Rango de medición: 0 a 99 unidades

Sistema de impresión

- Impresión térmica de alta resolución (8 puntos/mm)
- Velocidades: 1, 2 y 3 cm/min
- 4 niveles de contraste
- Impresión automática configurable (10 a 60 min)
- Papel de fácil reposición (fabricación nacional)
- Duración del papel: hasta 16 horas de uso continuo

Especificaciones técnicas

- Dimensiones: 326 × 276 × 96 mm
- Peso: 2.8 kg
- Alimentación: 220V / 50Hz
- Batería interna: opcional





www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Inbio²⁵
AÑOS