

MONITOR FETAL BT380



Características generales

- Pantalla táctil a color de 10.1"
- Pantalla a color táctil LCD TFT táctil de 10.1 pulgadas
- Fácil Operación.
- Zoom del parámetro bajo estudio.
- Un transductor de ultrasonido con 9 cerámicos piezoeléctricos que le otorgan gran sensibilidad y estabilidad en la focalización, sumergibles para parto acuático (IPX8).
- Alarmas por desconexión de Transductor o problemas en la impresora.
- 9 niveles de alarmas de taquicardia y bradicardia.
- Panel de control digital.
- Memoria de Registros: La memoria interna permite almacenar hasta 168 horas de tendencias de monitoreo. Además, guarda hasta 1000 mediciones de NIBP y 200 eventos de alarma fisiológica.
- Alimentación: Funciona mediante una fuente de alimentación externa de 100-240V, 50/60Hz, y está equipado con una batería de iones de litio recargable incorporada de 14.8V y 4400mAh. La batería proporciona hasta 5 horas de autonomía.
- Dimensiones y Peso: Sus dimensiones son 296.98 x 327.99 x 83.75 y tiene un peso de ≤ 6.5 kg para la configuración estándar.
- Análisis automático CTG (cardiotocográfico): Calcula datos importantes como la línea base, la aceleración, la desaceleración y el movimiento fetal.
- Conexión Wifi y Ethernet para Central de Monitoreo.

Especificaciones técnicas

Frecuencia Cardíaca Fetal

- Rango de medición: 30 a 240 bpm.
- Método de cálculo: autocorrelación.
- Transductor sumergible de 9 cerámicos piezoeléctricos
- Frecuencia de emisión: 1.0 MHz.
- Intensidad máxima: 10 mW/cm²

Actividad Uterina

- Transductor plano.
- Rango de medición: 0 a 99 unidades.

Impresión

- Tipo: térmica de 8 puntos/mm
- 3 velocidades de impresión: 1, 2 y 3 cm/min.
- 4 niveles de contraste.
- Impresión automática con período variable de 10 a 60 min.
- Duración del papel: 16 horas a máxima velocidad de impresión.

Incluye

- 1 transductor US (ultrasonido) sumergible de 9 cristales
- 1 transductor toco dinamométrico sumergible
- Marcador de eventos
- 2 bandas elásticas para sujetar transductores
- 2 resmas de papel
- 1 Sensor SPO2 adulto
- 1 Extensor SPO2
- 1 Manguera PNI
- 1 Maguito PNI adulto
- 1 Cable Ecg 5 derivaciones
- 1 Sensor de temperatura de piel

Opcionales

- Batería interna
- Estimulador sonoro
- Transductor de US adicional (Para embarazo gemelar)
- Mesa Rodante
- Caja de 10 Resmas



www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Inbio²⁵
AÑOS