

VAPORIZADOR ANESTÉSICO

V60

Garantizan una salida constante y una concentración precisa de los agentes anestésicos gracias a su compensación automática de flujo, temperatura y presión

- No requieren mantenimiento ni calibración durante su vida útil.
- Puede soportar un flujo de gas fresco tan bajo como 0,2 L/min para brindar soporte a la anestesia de bajo flujo.
- Consumo de agentes en tiempo real y uso de agentes al final del caso
- El diseño de gran capacidad de la serie V60 permite almacenar hasta 360 ml de agente anestésico con mecha seca.



www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar