

BANQUETAS NEUMATICAS

MILENIO



Milenio A

- Apoyapié de hierro cromado
- Respaldo con regulación antero posterior y «Contacto permanente».
- Cobertura plástica debajo del asiento color blanco.
- Ruedas de lujo estructura totalmente metálica con rodamientos y crapodina a bolillas, ruedas blandas.

*Las prestaciones del modelo Milenio B también se encuentran en Milenio A



Milenio B

- Base con cinco rayos color gris claro, con cinco ruedas dobles del mismo color.
- Sistema de elevación mediante cilindro a gas.
- Respaldo con regulación de altura.
- Tapizado similar a los sillones dentales de nuestra fabricación.
- Cobertura del respaldo y cilindro a gas color blanco.

www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar
