

INYECTORA ANGIOGRAFICA DUAL ZENITH C-11

Doble inyección, máximo control en tomografía



DESCRIPCIÓN GENERAL

La Zenith C-11 es una inyectora dual diseñada para la administración de medio de contraste y solución salina en estudios de tomografía computada, optimizando protocolos y mejorando la calidad del procedimiento.

Beneficios

- Sistema dual (contraste + solución salina)
- Mayor eficiencia en protocolos de inyección
- Alta capacidad de almacenamiento
- Configuración flexible y precisa
- Optimización del flujo de trabajo en CT

Funciones principales

- Inyección dual para protocolos combinados
- Hasta 6 fases de inyección por protocolo
- Configuración completa de parámetros
- Compatible con jeringas descartables de 100 ml
- Programación avanzada de tiempos y secuencias

Características técnicas

- Alimentación eléctrica: 198–242 VAC | 50 Hz | 100 VA
- Jeringas: 100 ml descartables

Parámetros de operación

- Flujo:

0.1 a 10 ml/s (incrementos de 0.1 ml/s)

- Volumen:

según capacidad de jeringa (incrementos de 1 ml)

- Presión:

hasta 300–330 psi (ajuste de fábrica)

- Tiempo de pausa:


0 a 600 segundos

- Tiempo de demora:

0 a 1000 segundos

Capacidad y almacenamiento

- Hasta 1000 protocolos almacenables
- Programación de hasta 6 fases por protocolo
- Operación continua (hasta 24 hs)





www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Rivadavia 370 - Rafaela, Santa Fe

Inbio²⁵
AÑOS