

INYECTORA ANGIOGRAFICA CT ZENITH C-20

Control remoto y precisión en tomografía



DESCRIPCIÓN GENERAL

Especialmente diseñada para estudios de tomografía, la Zenith C-20 permite un manejo simple mediante consola, facilitando su operación a distancia desde la sala de control.

Beneficios

- Control remoto desde consola
- Operación simple e intuitiva
- Alta precisión en inyección
- Configuración flexible
- Optimización del flujo de trabajo

Funciones principales

- Sistema de operación mediante consola externa
- Programación completa de parámetros
- Capacidad de inyección en múltiples fases (hasta 4)
- Compatible con jeringas descartables de 200 ml

Características técnicas

- Alimentación eléctrica: 200–242 VAC | 50 Hz | 6 A

Parámetros de operación

- Flujo:

0.1 a 9.9 ml/s (incrementos de 0.1 ml/s)

- Volumen:

0 a 200 ml

- Presión:

100 a 300 psi (incrementos de 50 psi)

- Tiempo de demora:


0 a 255 segundos

- Llenado automático:

3 a 8 ml/s

Capacidad y almacenamiento

- Jeringa de 200 ml descartable
- Hasta 4 fases de inyección
- Memoria para hasta 90 protocolos
- Ajuste manual de volumen y flujo promedio





www.inbio.com.ar

3492 710250

ventas@inbio.com.ar

Rivadavia 370 - Rafaela, Santa Fe

Inbio²⁵
AÑOS